



3 0 1 . 8 2 9 / 3 0 1 . 8 3 0

***Collante in forma di polvere a base
di cellulosa con misurino***

Quantità 500 / 1000 g

Collante per carta e cartoncino

lavabile

**Il collante mescolato può venire conservato per un certo periodo
premesso che venga conservato in un recipiente chiuso ermeticamente.**

Istruzioni per l'uso:

Sciogliete mescolando la quantità di 1 misurino (ca. 45 ml) di polvere in ca. 0,5 l di acqua fredda.

Attendere per ca. 30 min.

Mescolare nuovamente e diluire con acqua fredda finché si raggiunge la liquidità desiderata.